



MP Med[®]
Systemhygiene & Pflegeartikel



GESUNDHEIT UND KOMFORT IM FOKUS

UNSERE PFLEGEPRODUKTE
FÜR PFLEGEHEIME

Gültig vom 11.04.2024 bis 08.05.2024



Besuchen Sie unseren neuen Shop
unter: www.mpmmed-shop.eu



Schnell sein lohnt sich



- Anziehhilfen für Kompressionsstrümpfe
- Spritzen u. Kanülen
- Diagnostikprodukte
- Medikamentenhandling
- Handschuhe
- Desinfektion
- uvm.



Arion Easy-Grip Gloves

Die Arion Easy-Grip Gloves haben eine Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Handfläche und erleichtern das An- und Ausziehen von Kompressionsversorgung aller Art (Strümpfe, Strumpfhosen, Armstrümpfe und Handschuhe) über Fuß, Bein, Arm und Fingern, indem sie einen optimalen Halt auf der Kompressionsversorgung bieten.

Produktvorteile:

- geringere körperliche Belastung: Sie müssen nicht mehr an Ihrer Kompressionsversorgung ziehen
- die Kompressionseigenschaft der Versorgung bleibt länger erhalten: Das Gewebe wird vor Schäden durch Schmuck oder Fingernägel, oder durch Überdehnung geschützt

Die Arion Anti-Rutsch-Handschuhe enthalten Latex.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
AE08021	L	blau	1 Stück

Sigvaris Doff n Donner Set

Produktdetails vom Sigvaris Doff n Donner

- innovative An- und Ausziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe
- Selbstständig und für Pflegekräfte
- weniger Kraftaufwand beim An- und Ausziehen
- lässt Kompressionsstrümpfe schmerzfrei über Wunden, Narben und offene Beine gleiten
- extrem strapazierfähig und für verschiedene Beinformen geeignet
- verlängert die Haltbarkeit der Kompressionsstrümpfe
- ist für die Modelle A-D Wadenstrumpf und A-G Schenkelstrumpf mit/ ohne Hafrand in allen Größen und Kompressionsklassen, sowie mit offener oder geschlossener Fußspitze geeignet
- Material: 81% Polyamid, 19% Elasthan
- Lieferumfang: 1 x Sigvaris Doff n Donner inkl. Manschette



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
A301372	ca. 55 cm	schwarz/blau	1 Stück

Arion Magnide 2in1

Arion Magnide® 2in1 hilft beim An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen und -strumpfhosen mit geschlossener Fußspitze. Dank seiner einzigartigen Gleiteigenschaften reduziert Arion Magnide® 2in1 die Reibung zwischen Haut und Kompressionsversorgung. Dadurch gleitet der Strumpf sanft über die Haut. Dies trägt dazu bei, die körperliche Belastung und den täglichen Stress beim An- und Ausziehen zu verringern. Zudem unterstützt die Arion Anziehhilfe die Therapietreue.

Die Reibungsreduzierung ist besonders hilfreich, um den Strumpf über den Fersenbereich, den breitesten Teil des Fußes, gleiten zu lassen.

Arion Magnide® 2in1 ist kompakt und leicht. Als praktisches Hilfsmittel für das Selbstmanagement bietet es eine einfache, sichere und unkomplizierte Lösung für die Kompressionsträger. Aber auch für die Pflegekräfte, die sie unterstützen, ist es geeignet und nützlich, da dieses Hilfsmittel ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
AE01540	M < 38	grün/orange	1 Stück
AE01541	L 39-43	grün/orange	1 Stück
AE01542	XL > 44	grün/orange	1 Stück

Arion Sim-Slide

Dank seiner einzigartigen Gleiteigenschaften bietet Arion Sim-Slide® eine einfache Lösung, um das An- und Ausziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen und Strumpfhosen mit offener Spitze zu erleichtern. Arion Sim-Slide® reduziert die Reibung zwischen der Haut und dem Kompressionsstrumpf. Dadurch gleitet der Strumpf leicht und problemlos über die Haut. Dies trägt auch dazu bei, die mit dem An- und Ausziehen verbundene körperliche Belastung zu verringern. Schließlich unterstützt die Anziehhilfe die Therapietreue.

Die Reibungsreduzierung ist besonders hilfreich, um den Strumpf über den Fersenbereich, den breitesten Teil des Fußes, gleiten zu lassen.

Arion Sim-Slide® ist kompakt und leicht. Er ist eine praktische Hilfe für die Selbstversorgung von Kompressionsträgern. Aber auch für die Pflegekräfte, die sie unterstützen, ist das Hilfsmittel geeignet und nützlich, da es ihnen die tägliche Arbeit erleichtert.



Art.-Nr.	Größe	Farbe	VE
AE0SL03	L 39-42	grün/orange	1 Stück

Chirana Spritzen 2 ml, 2-teilig

PZN: 11608874

- zweiteilige Spritze
- 2 ml
- Luer
- blaue Kolbenstange
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt



ab 1 VE.
4,89 €
 je Pack

UVP
 4,99 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt/Pack	VE
A10070302	2 ml	100 St.	1 Pack.

Chirana Spritzen 5 ml, 2-teilig

PZN: 11608880

- zweiteilige Spritze
- 5 ml
- Luer
- blaue Kolbenstange
- schwarze Graduierung
- einzeln steril verpackt



ab 1 VE.
5,19 €
 je Pack

UVP
 5,30 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt/Pack	VE
A10070305	5 ml	100 St.	1 Pack.

Chirana Spritzen 10 ml, 3-teilig

- einzeln steril verpackt
- 3-teilig
- ergonomisches Design
- ruhiger Lauf
- hochtransparenter Schaft
- schwarze erweiterte Graduierung
- gut ablesbar
- aus Polypropylen, Polyethylen und Synthesekautschuk
- pyrogenfrei
- frei von: latex, DEHP u. PVC



ab 1 VE.
8,79 €
 je Pack

UVP
 8,83 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt/Pack	VE
A10070410	10 ml	100 St.	1 Pack.

Chirana Kanülen Nr. 2 (0,80 x 40 mm)

- Nr. 2
- grün
- 0,80 x 40 mm
- 21G x 1 1/2"



ab 1 VE.
3,49 €
 je Pack

UVP
 3,55 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15750102	0,80 x 40 mm	100 St.	1 Pack.

Chirana Spritzen 20 ml, 3-teilig

- einzeln steril verpackt
- 3-teilig
- ergonomisches Design
- ruhiger Lauf
- hochtransparenter Schaft
- schwarze erweiterte Graduierung
- gut ablesbar
- aus Polypropylen, Polyethylen und Synthesekautschuk
- pyrogenfrei
- latexfrei
- DEHP-frei
- PVC-frei



ab 1 VE.
6,65 €
 je Pack

UVP
 6,69 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt/Pack	VE
A10070420	20 ml	50 St.	1 Pack.

Chirana Wund- u. Blasenspritze 50 ml, 3-teilig mit Luer Adapter

- dreiteilige Wund- und Blasenspritze
- 50 ml
- Katheteransatz
- mit Luer Adapter
- besonders gute Dosierbarkeit
- blaue Graduierung
- einzeln steril verpackt



ab 1 VE.
13,49 €
 je Pack

UVP
 13,72 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Füllmenge	Inhalt/Pack	VE
A10070453	50 ml	25 St.	1 Pack.

Sicherheits-Kanülenabwurfbehälter

Zertifizierungen:

- ADR Konform - UN Zulassung
- TRBA 250
- NFX 30-500
- Kite Mark: Konformität ISO 23907

- Form: Zylinderform
- Verschluss: ovale Öffnung
- Farbe: gelb mit rotem Deckel



Art.-Nr.	l	Maße	1 VE	€/ St.
A15999925	0,5	Ø 83 x 151 mm H	20 St.	0,75
A15999941	0,7	Ø 110 x 143 mm H	15 St.	0,89
A15999942	1,5	Ø 140 x 155 mm H	10 St.	1,19
A15999945	2,5	Ø 140 x 240 mm H	3 St.	1,69
A15999949	4,0	Ø 169 x 250 mm H	2 St.	2,39

Mindestabnahmemenge 1 VE

Chirana Kanülen Nr. 1 (0,90 x 40 mm)

- Nr. 1
- gelb
- 0,90 x 40 mm
- 20G x 1 1/2"



ab 1 VE.
3,65 €
 je Pack

UVP
 3,79 €
 je Pack

NEU

Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15750101	0,90 x 40 mm	100 St.	1 Pack.

Sterile Knopfkanüle aus Kunststoff 70 mm


- steril
- aus Kunststoff
- 70 mm Länge



Art.-Nr.	Länge	Inhalt/Pack	VE
A1012-67	70 mm	150 St.	1 Pack.

Sterile Knopfkanüle aus Kunststoff 100 mm

- steril
- aus Kunststoff
- 100 mm Länge



Art.-Nr.	Länge	Inhalt/Pack	VE
A1012-68	100 mm	150 St.	1 Pack.

BD Eclipse Sicherheitskanüle (0,40x13 mm)

- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein. Sicherheitskanüle
- grau
- 0,40 x 13 mm
- 27G x 1/2"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15784212	0,40 x 13 mm	100 St.	1 Pack.

BD Eclipse Sicherheitskanüle (0,80x40 mm)

- Ein voll integrierter, ergonomisch gestalteter Kanülenschutzschild wird nach erfolgter Punktion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.
- grün
- 0,80 x 40 mm
- 21G x 1 1/2"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15780202	0,80 x 40 mm	100 St.	1 Pack.

Sterican Kanülen rosa 1,20 x 40 mm

- rosa
- 1,20 x 40 mm
- 18G x 1 1/2"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15090340	1,20 x 40 mm	100 St.	1 Pack.

Sterican Kanülen grau 0,40 x 20 mm

- Nr. 20
- grau
- 0,40 x 20 mm
- 27G x 7/8"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15090020	0,40 x 20 mm	100 St.	1 Pack.

Sterican Kanülen braun 0,45 x 12 mm

- braun
- 0,45 x 12 mm
- 26G x 1/2"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15090145	0,45 x 12 mm	100 St.	1 Pack.

Chirana Kanülen Nr. 18 (0,50 x 25 mm)

- Nr. 18
- orange
- 0,50 x 20 mm
- 25G x 1"



Art.-Nr.	Details	Inhalt/Pack	VE
A15750118	0,50 x 20 mm	100 St.	1 Pack.

Braun ThermoScan® 3 Infrarot

Das Fieberthermometer Infrarot-Ohrthermometer ThermoScan 3 von Braun ist für jeden geeignet. Zuverlässig und einfach in der Anwendung. Schnell, präzise, mit leicht lesbarem LCD-Display und mit Abschaltung nach 60 Sekunden für eine längere Lebensdauer der Batterie.



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
AIRT3030WE	weiß/gelb	1 St.	1 Pack.

Braun Fieberthermometer Schutzkappen

- für hygienische Messungen und zum Schutz des Infrarotsensors
- zum Schutz vor Verschmutzungen und vor gegenseitiger Ansteckung
- passend für Braun ThermoScan 3 Ohrthermometer



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Päckchen	VE/Box
AIRT3000WE	transparent	20 St.	10 Päck.

Infrarot Stirnthermometer

Das Femometer-Stirnthermometer ist die ideale Lösung für präzise und hygienische Temperaturmessungen. Mit seiner berührungslosen Infrarot-Technologie bietet es sowohl einen Stirn- als auch einen Objektmodus für vielseitige Anwendungen.

Das klare Display zeigt das Temperaturniveau in drei Farben an, was eine schnelle und einfache Interpretation ermöglicht. Dank des empfindlichen Sensors liefert das Thermometer präzise Messergebnisse, die besonders wichtig sind, wenn es um die Gesundheit von Babys, Kindern, Erwachsenen und älteren Menschen geht.

Der berührungslose Messprozess macht die Anwendung nicht nur hygienischer, sondern auch deutlich einfacher und angenehmer. Das Femometer-Stirnthermometer ist somit perfekt für den alltäglichen Gebrauch in Haushalten, Kliniken und Pflegeeinrichtungen geeignet.

- kontaktlos
- 2 in 1 Modi (Stirn-/Objektmodi)
- 1 Sekunde Ergebnis
- 10 Messwerte speichern
- mit Fieberalarm
- Celsius/Fahrenheit wählbar
- 10 Messungen speicherbar
- Farbe: schwarz



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
AIRT3050S	schwarz	1 St.	1 Pack.



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
AIRT3040W	weiß	1 St.	1 Pack.

FINGER-PULSOXIMETER

klein, einfach und praktisch

- bequem direkt am Finger messen
- großes Display
- Batterien
- Zubehörset inkl. Silikonhülle, Trageband und Gürteltasche
- Farbe: weiß



Art.-Nr.	farbe	Inhalt/Pack	VE
A20152929	weiß	1 St.	1 Pack.

DIGITALES FIEBERTHERMOMETER

Beschreibung:

- Messgenauigkeit: +/- 0,1 °C
- wasserdicht
- mit Signalton
- ohne Glas, quecksilberfrei
- desinfektionsfähig
- Abschaltautomatik
- Schutzhülle zur Aufbewahrung
- inkl. Batterie LR 41



Art.-Nr.	farbe	Inhalt/Pack	VE
A74000063	weiß	12 St.	1 Pack.

BOSO BS 90 Ø 60 mm Einschlauch mit Zugbügel-Klettenmanschette

Auch dieses Gerät ermöglicht die klassische Blutdruckmessung, wie sie oft im Profibereich angewandt wird. Das Kunststoffgehäuse ist sehr leicht und so robust und erinnert an die Geräte im Krankhausbetrieb. Das Stethoskop ist fest in der Manschette integriert und das Drehventil lässt sich bequem bedienen. Die große Skala ist leicht ablesbar. Dieses preiswerte Selbstmessgerät mit Stethoskop bietet Qualität zu günstigem Preis in ansprechender Aufmachung.

- Einschlauchtechnik
- Skala Ø 60 mm
- im Reißverschluss-Etui (blau, groß)
- mit Zugbügel-Klettenmanschette
- Shock protected



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A223-0-113	blau	1 St.	1 Pack.

BOSO clinicus II Ø 60 mm blau Doppelschlauch mit Klettenmanschette

Für etwas mehr Individualität im Klinikalltag gibt es dieses Gerät in blau und auf Anfrage auch in rot, grün und schwarz. Mit Einschlauch- oder Doppelschlauch-Technik. Wie alle bosco Manometer ist dieses Gerät überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Präzisionsmesswerk ausgerüstet. Keine Schäden, keine Reklamationen, keine Reparaturkosten - perfekte Sicherheit in jedem Fall, auch für den harten Einsatz in der Praxis und Klinik.

- Skala Ø 60 mm
- Einschlauch- oder Doppelschlauch-Technik
- Farbe: blau
- auf Anfrage weitere Farben: rot, grün, schwarz
- Steckanschluss für Manschette



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A044-0-131	schwarz	1 St.	1 Pack.

BOSO roid II Ø 60 mm Doppelschlauch mit Klettenmanschette

Dieses vielseitige Modell ist erhältlich mit Einschlauch- oder Doppelschlauch-Technik, mit einer Ø 60 mm Skala. Optional für Linkshänder. Wie alle bosco Manometer ist dieses Gerät überdrucksicher und mit einem korrosionsfreien Präzisionsmesswerk ausgerüstet. Keine Schäden, keine Reklamationen, keine Reparaturkosten - perfekte Sicherheit in jedem Fall, auch für den harten Einsatz in der Praxis und Klinik.

- Skala Ø 60 mm
- Einschlauch- oder Doppelschlauch-Technik
- Steckanschluss für Manschette
- Optional auch Ausführung für Linkshänder



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A041-0-131	schwarz	1 St.	1 Pack.

BOSO varius privat Ø 60 mm mit Zugbügel-Klettenmanschette

Dieses klassische Gerät ermöglicht Ihnen die Messmethode, wie sie auch oft beim Arzt angewandt wird. Das Drehventil und das gesamte Gerät sind für eine bequeme Bedienung sehr ergonomisch geformt. Das Stethoskop ist fest in der Manschette integriert und die große Skala ist leicht ablesbar.

- Drehventil
- Einschlauch
- Skala Ø 60 mm
- shockprotected
- Standardmanschette (22 - 32 cm)



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A227-0-113	weiß	1 St.	1 Pack.

BOSO medicus X, Oberarm-Blutdruckmessgerät, Arrhythmie-Erkennung

- präzises Blutdruckmessen am Oberarm - klinisch validiert nach ESH.
- Mittelwertfunktion für die Beurteilung des Blutdrucks nach WHO
- Anzeige von Herzrhythmusstörungen zum Erkennen von z.B. Vorhofflimmern
- Speicher für 30 Messwerte für 14-Tage-Profil
- Manschette für Armmümfänge von 22 bis 32 cm
- intelligente Aufpumpautomatik für Messung ohne Nachpumpen
- optional erhältlich: XL-Manschette (32 bis 48 cm) / Netzgerät
- Alkaline-Batterien inklusive
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- auch als Set mit passendem Etui erhältlich



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A477-0-143	grau	1 St.	1 Pack.

BLUTDRUCKMESSGERÄT

- Kunststoff glänzend verchromt
- auf Wunsch mit weichem, schwarzem Gummischutzring lieferbar, um eventuelle Stöße abzdämpfen (shockprotect)
- Standardausführung: Manometer mit schwarzer, kalibrierter Zieh-klettmanschette (Erwachsene), Gebläse mit Pumpball im RV-Etui
- korrosionsfreies, überdruckgesichertes Präzisionsmesswerk
- Messgenauigkeit gemäß EN 1060
- Manometer auf der Manschette fixiert
- Skalendurchmesser 50 mm
- 2-Schlauchversion



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A901120112s	schwarz	1 St.	1 Pack
A901120117b	blau	1 St.	1 Pack
A901120116r	rot	1 St.	1 Pack

MED COMFORT BASIC Einmal Medizinbecher

PP Einmal Medizinbecher, 30 ml, graduiert, transparent, milchig, Med-Comfort Basic: nachhaltig produzierter, medizinischer Polypropylen Becher mit Messfunktion zum Dosieren von Flüssigkeiten und Verteilen von Medikamenten als Stationsbedarf kaufen.

- Marke: Med-Comfort
- Produktkategorie: Einmal-Medizinbecher
- Branchen: Medizinischer Bereich und Krankenhaus
- Anwendung als: Einwegprodukt
- Farben: transparent, rot, gelb, blau, grün
- Material: Polypropylen
- Medizin-Produktklasse: MD Klasse I m



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A09175-T	transparent	90 St.	1 Pack
A09175-G	gelb	90 St.	1 Pack
A09175-R	rot	90 St.	1 Pack
A09175-GRÜN	grün	90 St.	1 Pack
A09175-B	blau	60 St.	1 Pack

MED COMFORT BASIC Deckel

PE Einweg Deckel für Medizinbecher 09175, weiß: Einmal Deckel aus Polyethylen im Beutel als medizinisches Zubehör für passenden Becher kaufen.


- Produktkategorie: Deckel für Medizinbecher
- Branchen: Medizinischer Bereich und Krankenhaus
- Anwendung als: Einwegprodukt
- Farbe: Weiß
- Material: Polyethylen



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A09175-DECKEL	weiß	10 St.	1 Pack.

Der wodifix-Medikamenten-Wochendosierer mit 28 ovalen Bechern

- der Verantwortliche stellt die Medikamente nach seinem Medikamentenplan für eine ganze Woche im Voraus zusammen
- in kurzer Zeit liegen alle Tabletten für 7 Tage in ihren Medikamentenbechern zur sofortigen Gabe bereit
- anschließend wird noch nach der R-Regel überprüft: Liegen alle Medikamente im richtigen Becher? Stimmt die Dosierung und der Zeitpunkt für die Gabe?



Art.-Nr.	Größe	Farbe	€/St.
A4428.1	18,5 x 14,5 x 7,0 cm	mintgrün/grau	21,45

wodifix-Tagesdosierer „Profi“ mit Deckel und 4 ovalen Medikamentenbechern

- seniorengerecht durch große Schrift und deutlich erkennbare Farbsymbole
- je nach Verfassung des Pflegebedürftigen können ihm seine Medikamente im Tagesdosierer für einen ganzen Tag bereitgestellt werden
- dem Pflegebedürftigen werden die Tabletten in einem Medikamentenbecher direkt aus dem wodifix-Tagesdosierer verabreicht
- das Geben im Medikamentenbecher ist praxis- und hygienegerechter und wird daher auch immer wieder empfohlen
- Außenmaße: L17 x B 7 x H 5 cm



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A4404.1	bunt	1 St.	1 Pack

Medi 7®-Tagesdosierer, Transportetui

Für den täglichen Transport der Medikamente im Medi 7®-Tagesdosierer. Der Schiebedeckel bleibt sicher zu.

- Außenmaße: L 11,2 x B 4,6 x H 2,0 cm
- Gewicht: 100 g




Art.-Nr.	farbe	€/St.
A4310.7	mintgrün	2,79

abschließbarer Insulin- Kühlschrankbehälter depot- mini, mit einem Zentralschlüssel

Der Vorrat an Insulinpatronen und Fertigpens wird im Insulinbehälter depot-mini eingeschlossen und beim Pflegekunden im Kühlschrank aufbewahrt. In der Regel wird der Behälter ins Gemüsefach gelegt. Sein Schlüssel passt auch zu allen depot-Medikamentenbehältern.

- abschließbar
- Außenmaße: L 22 x B 15 x H 10 cm
- Gewicht: 600 g



Art.-Nr.	farbe	€/St.
A4020.1	mintgrün/grau	29,90

Sauerstoffbrille mit 2,10 m O²-Schlauch

- ausgelegt für eine Flowrate von 4-6 l / min. mit Aquapak
- ohne Aquapak: 8 l / min.
- grüner Doppelkatheter mit neuem Softansatz
- komplett mit 2,10 m O₂-Verbindungsschlauch
- neuer, weicher Soft-Nasenansatz
- wundwerden der Nasenschleimhaut wird verhindert
- optimales Ausatmen
- der superweiche Nasenansatz liegt besonders angenehm in der Nasenöffnung
- einzeln steril eingeschweißt
- latexfrei



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A46501012	grün	100 St.	1 Pack.

Descosept Sensitive Wipes

- universelle, komfortable und zeitsparende Anwendung
- umfassende, schnelle Wirksamkeit
- besonders geeignet zur Desinfektion von mittelgroßen Flächen in patientennahen Bereichen



Art.-Nr.	Inhalt/Pack	VE
A00-323DS-T060	60 Tücher	9 Pack.

SAFEHIP® Basic Kompakt

bietet bewährte SAFEHIP® Qualität zum attraktiven Preis

- mit weichen Basic Protektoren
- in einer einfachen, bequemen Baumwollhose
- Material: 71 % Baumwolle, 25 % Polyester, 4 % Elasthan
- Farbe: weiß

Größe	Tailen- bzw. Bundweite	Frauen*	Männer*
S	75 - 95 cm	34 - 38	42 - 46
M	90 - 110 cm	40 - 44	48 - 52
L	100 - 120 cm	46 - 50	54 - 58
XL	110 - 140 cm	52 - 56	60 - 64
XXL	120 - 150 cm	58 - 62	66 - 72

* entspricht der Konfektionsgröße




Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe	Preis/St.
A400111	mit eingenähten Protektoren	S	39,90
A400121	mit eingenähten Protektoren	M	39,90
A400131	mit eingenähten Protektoren	L	39,90
A400141	mit eingenähten Protektoren	XL	39,90
A400101	mit eingenähten Protektoren	XXL	39,90

PP Urinflasche für Männer

PP Urinflasche für Männer, eckig, Farbe weiß / milchig mit blauem PP Deckel: desinfizierbare und hitzebeständige Urinflasche für Männer als Stations- und Patientenbedarf kaufen.“

- Branchen: Medizinischer Bereich und Krankenhaus
- Autoklavierbar bei: 130 °C
- Anwendung als: Mehrwegprodukt
- Farbe: weiß
- spezifischer Farbton: milchig
- Material: Polypropylen / Polyethylen



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Karton	VE
A09281	weiß/blau	25 St.	1 Karton

Mediware Skalpelle Fig. 10 Edelstahl

- sterile Superqualität
- mikrofeiner Schliff
- gehärtete Edelstahlklinge
- transparenter Peelpack
- leichtes gefahrloses Öffnen



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt/Pack	VE
A18831110	weiß	1 Pack (10 St.)	50 Pack.

SAFE LANDING

SAFE LANDING ist eine Matte, welche vor das Bett gelegt wird. Mit der SAFE LANDING können Sie verhindern, dass Patienten, die z.B. über ihr Bettgitter klettern, sich beim Fall verletzen. SAFE LANDING ist vielfach auch in psychiatrischen Einrichtungen sehr erfolgreich im Einsatz.

SAFE LANDING ist zum Rand hin flach verlaufend und dort nur 6 mm hoch, so dass auch keine Gefahr des Stolperns besteht. Leicht zu reinigen und zu desinfizieren!

Die Unterseite von SAFE LANDING ist mit einem ausgezeichnet haftenden Material versehen. So kann Ihr Patient mobilisiert werden, ohne das die Unterlage wegrutscht.



Spezifikationen

- Maße: 180 x 60 x 2,5 cm / 180 x 90 x 2,5 cm
- Gewicht: 4,4 kg / 6,6 kg
- Kernmaterial: Engineered Polymer
- Garantie: 3 Jahre auf das Engineered Polymer

Art.-Nr.	Modell	Preis/St.
A960001	L 180 x B 60 x H 2,5 cm	355,00
A960002	L 180 x B 90 x H 2,5 cm	514,00

HANDSCHUHE



NITRILHANDSCHUHE - nitylex classic

Unser Versprechen: **kein Reißen beim Anziehen der passenden Größe des Handschuhs**

- ideal für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld
- durch optimale Anpassung an die Hände, ist selbst Feinarbeit mit den Handschuhen kein Problem
- puderfrei, latexfrei
- **AQL 1.0**
- geeignet für: medizinische Einrichtungen, Lebensmittelkontakt und Hauswirtschaft (**chemikalienbeständig Typ B**)
- CE Kennzeichnung: CE 2777
- zertifiziert nach: EN 374 / EN 455
- ISO: 15223-1, EN1041, EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN420, EN ISO374-1, EN374-2, EN 16523-1, EN374-4, EN ISO 374-5
- weitere Handschuhfarben auf Anfrage
- auch als Longversion auf Anfrage erhältlich

Art.-Nr.	Größe	Farbe	Inhalt/Box
A2133250	S / M / L / XL	blau	100 St.

Latexhandschuhe puderfrei, Mercator comfort (powder-free)

comfort® powder free - sind diagnostische puderfreie Latexhandschuhe. Dank der puderfreien Innenfläche lassen sich die Handschuhe auch bei nassen Händen leicht anziehen. Die puderfreien Comfort®-Handschuhe haben eine Textur, die einen sicheren Halt gewährleistet - auch in öligen oder nassen Umgebungen. Flexibler Latex passt sich der Hand an, wodurch die Handschuhe sehr bequem sind und die Fingerbewegungen nicht einschränken. Damit sind diese Handschuhe in einem breiten Spektrum anwendbar.

- ideal für sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld
- durch optimale Anpassung an die Hände, ist selbst Feinarbeit mit den Handschuhen kein Problem
- Größe S, M, L, XL (100 Stk./Box)
- Farbe: weiß
- texturiert
- puderfrei
- AQL 1.5
- chemikalienbeständig Schutztyp CAT III Type B
- CE Kennzeichnung: CE 2777
- zertifiziert nach: EN 374 / EN 455
- ISO: 15223-1, EN1041, EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN420,
- EN ISO374-1, EN374-2, EN 16523-1, EN374-4, EN ISO 374-5



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Inhalt/Box
A2132460	S / M / L / XL	weiß	100 St.

VINYLANHANDSCHUHE - Vinylex

- ideal für ein sicheres und hygienisches Arbeitsumfeld
- durch optimale Anpassung an die Hände, ist selbst Feinarbeit mit den Handschuhen kein Problem
- puderfrei, latexfrei
- geeignet für: medizinische Einrichtungen, Lebensmittelkontakt und Hauswirtschaft
- AQL 1.5
- chemikalienbeständig CAT III Typ C
- CE Kennzeichnung: CE 2777
- zertifiziert nach: EN 374 / EN 455
- ISO: 15223-1, EN1041, EN455-1, EN455-2, EN455-3, EN455-4, EN420, EN ISO374-1, EN374-2, EN 16523-1, EN374-4, EN ISO 374-5



Art.-Nr.	Größe	Farbe	Inhalt/Box
A2132300	S / M / L / XL	cremefarben	100 St.

ALS KLEINES DANKESCHÖN

erhalten Sie eine kostenlose Philips Senseo Kaffeemaschine

ab 1 Palette Nitrilhandschuhe

(1 Pal. = 84 VE / 1 VE = 10 Boxen)

Mischen der Sorten/Größen möglich

Nur solange Vorrat reicht.



Octeniderm® farblos

Octeniderm Hautantiseptikum, farblos - Flasche mit Überkopfsprühpumpe
Farbloses Hautantiseptikum mit 24 Stunden-Remanenzwirkung

Das Antiseptikum überzeugt mit einem breiten, antiseptischen Wirkungsspektrum (bakterizid inkl. Mykobakterien und MRSA, levurozid, fungizid, begrenzt viruzid inkl. HIV, HBV, HCV, HSV, Adenovirus Typ 5 und Rotavirus



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Karton	VE
A118211	farblos	250 ml	10 Fl.	1 Karton
A118212	farblos	1000 ml	10 Fl.	1 Karton

Sterillium® Händedesinfektion

Alkoholische Händedesinfektion mit sehr guter Hautverträglichkeit. Inaktiviert Noroviren innerhalb der hygienischen Händedesinfektion.

- breites Wirkspektrum, inklusive begrenzt viruzid PLUS
- Ganzjahresprodukt mit bewährtem Hautpflegekomplex
- sehr gut hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit, erhält die Hautelastizität sowie die natürliche Glätte der Haut
- erhält den natürlichen pH-Wert der Haut



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Karton	VE
A9800073	blau	100 ml	45 Fl.	1 Karton
A9800082	blau	500 ml	20 Fl.	1 Karton

Sterillium® classic pure Händedesinfektion

Die farbstoff- und parfümfreie Variante des Klassikers Sterillium. Mit bewährtem Sterillium Hautpflegekomplex - besonders geeignet für die sensible Haut.

- umfassend wirksam gegen Bakterien, Hefepilze und behüllte Viren
- besonders hautverträglich und rückfettend
- erhöht die Hautfeuchtigkeit bei regelmäßiger Anwendung
- ausgezeichnete Verträglichkeit auch bei Langzeitanwendung
- hervorragende Sofortwirkung
- farbstoff- und parfümfrei



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Karton	VE
A9803891	blau	100 ml	45 Fl.	1 Karton

ASEPTOMAN® MED alkoholisches Händedesinfektionsmittel

Das ASEPTOMAN med ist durch seinen niedrigen Alkoholgehalt besonders hautverträglich und hat dennoch ein breites Wirkspektrum, daher ist es das ideale Produkt für die tägliche Routine.

- schnell und umfassend wirksam
- wirksam gegen Norovirus in 30 Sek.

ASEPTOMAN med ist noro-, rota- und adenovirus wirksam innerhalb der hygienischen Händedesinfektion. Es erfüllt die Anforderungen an Händedesinfektionsmittel zur Verwendung bei Ausbrüchen von Noro-, Rota- und Adenoviren. Es ist parfümfrei und frei von kumulierenden Langzeitwirkstoffen, die sich auf der Haut anreichern und so zu Hautreizungen führen können. Darüber hinaus enthält ASEPTOMAN med hochwertige rückfettende und pflegende Inhaltsstoffe.



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt	Karton	VE
A11873495	farblos	150 ml	20 Fl.	1 Karton

Isolierschürzen ohne Beschichtung

- nicht gewebtes Material
- Überschlag und Verschluss am Rücken
- lange Ärmel mit Trikotbündchen
- 120 x 140 cm



Art.-Nr.	Farbe	Inhalt / Packung	VE
A1051-B	blau	10 x 10 St.	1 Pack.

Bestellen Sie jetzt!

MP Med GmbH

Schwabäcker 6 - 73642 Welzheim

T +49 (0) 7182 93 99 097

F +49 (0) 7182 93 99 098

M info@mpmed.eu

W www.mpmed.eu / www.mpmed-shop.eu

Bei Kauf auf Rechnung zahlbar innerhalb 14 Tage nach Rechnungseingang ohne Abzug. Lieferzeiten innerhalb von 3-5 Werktagen nach Bestellungseingang. Ab einem Nettowarenwert von 250,00 € erfolgt die Lieferung frei Haus, darunter berechnen wir eine Versandkostenpauschale von netto 9,99 €. Energiepauschale 2,99 €. Unsere Preise verstehen sich zzgl. ges. MwSt. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Solange Vorrat reicht.